

- Siempre que use aparatos eléctricos, debe tomar precauciones básicas, entre las cuales las siguientes. Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.
- PELIGRO**—Para reducir el riesgo de muerte o heridas por electrocución:
- 1) Siempre desconecte este aparato después de usarlo y antes de limpiarlo.
  - 2) No trate de alcanzar el aparato si cayera al agua. Desconéctelo inmediatamente.
  - 3) No utilice este aparato en el baño o la ducha.
  - 4) No deje ni guarde este aparato donde pueda caer o ser jalado a la tina o al lavabo. No lo coloque ni lo deje caer al agua u otro líquido.
- ADVERTENCIA**—Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o herida:
- 1) No se ponga de pie sobre o en el masajeador. Siéntese antes de entrar o sacar los pies del aparato.
  - 2) No acerque ningún objeto flludo a la malla.
  - 3) Nunca deje este aparato desatendido mientras esté conectado. Desconéctelo inmediatamente después de usarlo, antes de limpiarlo y antes de instalar o remover accesorios.
  - 4) No utilice este aparato debajo de una cobija o de una almohada. Esto podría provocar un recalentamiento del motor y presentar un riesgo de incendio, electrocución o herida.
  - 5) Este aparato no debería ser utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
  - 6) Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
  - 7) Nunca opere este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, si no estuviese funcionando correctamente, si hubiese caído, si estuviese dañado o si hubiese caído al agua. Regréselo a un Centro de Servicio autorizado para que lo inspeccionen y lo reparen.

## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- 3) Do not use if you have any of the following conditions: diabetes, tuberculosis, benign or malignant tumors, phlebitis or thrombosis, hemorrhages, open or fresh wounds, ulcerated sores, varicose veins, poor circulation or bruised, discolored, burned, broken, swollen or inflamed skin.
- 4) This product should not be used by any individual suffering from a condition that limits or altogether inhibits the user’s capacity to feel or have sensation in any part of the body.
- 5) If you experience pain in a muscle or joint for a prolonged period of time, discontinue use and consult your doctor. Persistent pain could be a symptom of a more serious condition.
- 6) Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your physician.
- 7) Never use while sleeping or drowsy.
- 8) Ensure that your hands are dry when operating the controls or removing the plug.
- 9) Do not use while bathing or showering. Use only in a dry area.
- 10) Always unplug the unit from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- 11) Keep out of reach of children.

### MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- 1) Store massager in a secure place away from excessive heat or sharp objects. Do not handle the massager by any of the electrical cords and do not wrap the cord around the unit.
- 2) To clean the unit, make sure the massager is unplugged. Allow the unit to cool and then wipe down with a damp cloth. Do not use any strong chemical cleaners such as benzine.

### RECOMMENDED MASSAGING TIMES

Generally, massage should last 15 minutes on any one particular part of the body. Treatment may be applied once or twice daily as desired.

As metabolism varies among individuals, so does their response to massage. You will soon adjust the time to suit your particular needs and personal comfort. If you have any doubts regarding treatment, we recommend you consult your physician.

- PRECAUCIONES**
- 1) Pida consejo a su médico antes de usar este aparato si usted está embarazada o padece de cualquier condición médica, incluso: problemas de corazón, cáncer, infección, fractura de hueso o dolor persistente.
  - 2) Pida consejo a su médico antes de usar este aparato si sufre de dolores extraños, si tiene músculos hinchados o si ha tenido una herida muscular grave.

- 1) Ponga los pies adentro del masajeador, con o sin calcetines.
  - 2) Enchufe el cable en un tomacorriente de 120V C.A.
  - 1) Ponga el aparato sobre una superficie llana y segura.
- El masajeador de pies con calor FM18 ha sido diseñado para proporcionar masajes profundos de tejidos, para mayor relajación. Para usarlo:
- 1) Ponga el aparato sobre una superficie llana y segura.
  - 2) Enchufe el cable en un tomacorriente de 120V C.A.
  - 3) Ponga los pies adentro del masajeador, con o sin calcetines.
  - 4) Escoja el tratamiento deseado:
- Para utilizar calor, oprima el botón marcado “HEAT”. La unidad generará un calor infrarrojo muy relajante.
- Para utilizar vibraciones, oprima el botón marcado “VIBRATION”. Oprima el botón para vibraciones fuertes o dos veces para vibraciones ligeras.

### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

- 13) Para desconectar el aparato, apague todas las funciones y desconecte el cable.
- 12) No lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- 11) No lo utilice en exteriores.
- 10) Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
- 9) Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- 8) No coja ni transporte el aparato por el cable.
- 6) Keep the cord away from heated surfaces.
- 10) Never drop or insert any object into the product.
- 11) Do not use outdoors.
- 12) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 13) To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- 14) For domestic use only.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### OPERATING INSTRUCTIONS

To avoid risk of electric shock this appliance has been manufactured with a polarized plug (one blade is larger than the other). If the plug does not fit properly into your outlet do not force it or change in any way (seek a professional electrician to install the proper outlet). A 6-foot cord is provided for convenience.

Your deep tissue foot massager has been designed to bring you soothing comfort from your feet up.

Prior to use make sure your massager is placed on the floor or a level surface where added weight can be applied.

Plug unit into power source (120V A.C.).

Remove your shoes; your foot massager may be used with or with out socks depending on your preference.

If you desire heat with your massage, press the heat button first. Red infrared lights will indicate that the unit is heating up.

For soothing massage press the vibration button, one press for high, two presses is for low. Buttons are located at the base of the unit.

### CAUTIONS

- 1) Consult your doctor before using in case of illness or medical condition, including but not limited to pacemaker use, pregnancy, cancer, infection, fracture or persistent pain.
- 2) Do not use on any unexplained pain or swollen muscles, or following a serious injury, before consulting your physician.

En regla general, un masaje no debería exceder 10-15 minutos. Sin embargo, se puede repetir una vez durante el mismo día. Permita que el aparato enfríe antes de volver a usarlo. El metabolismo de cada persona es diferente. Por lo tanto, la reacción al masaje de cada persona será diferente. Le recomendamos que pida consejo a su médico si tiene alguna pregunta médica relativa al uso de este aparato.

### DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

1. Guarde el aparato en un lugar fresco, seco y seguro. Manténgalo alejado de objetos flludos y fuera del alcance de los niños. Enrolle el cable sin apretar. No coja el aparato por el cable.
2. Para limpiar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y límpielo con un paño ligeramente humedecido. Nunca limpie el aparato con materiales o productos abrasivos, solventes como benceno o productos químicos. Nunca lo sumerja en agua u otro líquido.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- 11) Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- 10) Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.
- 9) Utilícelo en un lugar seco únicamente. No lo use en el baño o la ducha.
- 8) Nunca opere los controles, enchufe o desenchufe el aparato con las manos mojadas.
- 7) Nunca lo use mientras esté dormida/o o adormilada/o.
- 6) Interrumpa el uso de este producto en caso de dolor o hinchazón.
- 5) Interrumpa el uso de este aparato y llame a su médico si sufriera de dolor prolongado en los músculos o en las articulaciones. Dolor persistente podría ser sínt sensorial, en cualquiera parte de su cuerpo.
- 4) Este aparato no debería ser usado por personas sufriendo de alguna incapacidad articlaciones que no tengan causa determinada.
- 3) Pida consejo a su médico antes de usar este aparato si usted padece de cualquiera de los problemas siguientes: tuberculosis, tumores benigno o maligno, hemorragia, inflamación de la piel, flebitis, trombosis, heridas abiertas o nuevas, moretones, cortaduras, venas varicosas, dolores en las canillas o en las toma de una condición más seria.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this massager.

## DANGER—

To reduce the risk of electric shock:

- 1) Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- 2) Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
- 3) Do not use while bathing or in a shower.
- 4) Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

## WARNING—

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- 1) ⚠ NOT stand on the unit.
- 2) ⚠ NOT put sharp objects on or near mesh.
- 3) An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- 4) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- 5) This appliance should not be used by, on, or near children, or individuals with certain disabilities.
- 6) Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Conair.
- 7) Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- 8) Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.



CONAIR

BODY BENEFITS

deep tissue foot massager with microban®

INSTRUCTION BOOKLET FOR MODEL FM18

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

CONAIR

HEAT VIBRATE

CONAIR

HEAT VIBRATE

MASAJEADOR DE PIES CON CALOR  
Y CON PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA MICROBAN®  
Modelo FM18

¿Qué es Microban®?

La protección antimicrobiana Microban® está integrada en el masajeador durante el proceso de fabricación, para una protección permanente contra las bacterias, los malos olores y el moho.

Plantillas de gel  
suaves y cómodas

MASAJE

Calor infrarrojo  
terapéutico para  
relajar el cuerpo  
entero

CALOR

Botón para  
activar el calor

Botón para activar  
las vibraciones

MALLA

Malla flexible para  
mayor comodidad

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials. To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below, together with your purchase receipt and \$9.95 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-326-6247 for shipping instructions. In the absence of any implied warranties, obligations or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 12-month duration of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

us

Service Center

Conair Corporation  
Service Department  
475 North Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

©2008 Conair Corporation

Visit us on the web at: [www.conair.com](http://www.conair.com)

FM18  
08NP143

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de \$9.95US por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-326-6247 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

**CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

**CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

us

Centro de Servicio

Conair Corporation  
Service Department  
475 North Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

©2008 Conair Corporation

Visítenos en la Web en [www.conair.com](http://www.conair.com)

FM18  
08NP143

What is Microban®

Microban® antimicrobial protection is built-in during manufacturing to provide continuous antimicrobial protection. Your deep tissue foot massager has been infused at the footpads with Microban. Microban resists bacterial odors, mold and mildew.

HEAT

Therapeutic infrared heat soothes the body from your feet up

Heat switch

Vibration switch

Flexible mesh for added comfort

MESH

Massage

Soft, comfortable gel pads

Model FM18

DEEP TISSUE FOOT MASSAGER WITH MICROBAN®

CONAIR

BODY BENEFITS

masajeador de pies con calory con protección antimicrobiana Microban®

CONAIR

HEAT VIBRATE

CONAIR

HEAT VIBRATE

INSTRUCCIONES DE USO PARA EL MODELO FM18

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de su aparato, siempre lea las instrucciones adjuntas cuidadosamente antes de usarlo.